

# CARDIOVIT AT-180

Efficienza, prestazione, cybersecurity




**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# CARDIOVIT AT-180

Rinomata tecnologia  
SCHILLER nell'elettrocardio-  
grafo di ultima generazione  
CARDIOVIT AT-180:

- Elevata efficienza in ogni luogo: acquisizione ECG con soli tre clic
- Cybersecurity
- Strumenti clinici avanzati



Crea un ECG a riposo di 10 secondi da una registrazione ritmo a riposo fino a 20 minuti mediante ECG Framer

## ELEVATA EFFICIENZA IN OGNI LUOGO

Dal pronto soccorso alla clinica cardiologica, l'efficienza e la qualità sono fattori essenziali. L'acquisizione di ECG non è mai stata così veloce: immettere o scaricare i dati del paziente con PDQ o lista di lavoro, acquisizione dell'ECG, stampa e trasmissione con soli tre clic.



### FACILI PASSI 1-2-3

1. Immettere o scaricare i dati paziente. Nessun errore con il codice a barre e la funzione PDQ.
2. Verificare la qualità del segnale e un eventuale inversione delle derivazioni prima dell'acquisizione.
3. Rivedere l'ECG, modificare le misurazioni e scrivere il referto prima di esportare o stampare.

**ECG FRAMER:** risparmiare tempo ed evitare di ripetere gli ECG. Lasciare che il paziente si rilassi e catturare un ECG o ECG multipli con la migliore qualità per osservare il paziente in un arco di tempo di 20 minuti. Misurazioni e interpretazione vengono generate automaticamente per tutti gli ECG. Le registrazioni di ECG continui a 12 derivazioni e tutti gli ECG acquisiti vengono memorizzati localmente e trasmessi al SEMA, il sistema di gestione dati di SCHILLER.

## CYBERSECURITY

La comunicazione bidirezionale con i sistemi EMR e HIS è disponibile per tutti i tipi di registrazione. L'integrità e la protezione dei dati sono supportate da funzionalità di sicurezza avanzate:

- Autenticazione del nome utente e della password in base alla directory attiva (tramite SCHILLER server) o agli utenti definiti localmente
- Protocolli di massima sicurezza per la connettività Wi-Fi
- Dati criptati durante la trasmissione

## STRUMENTI CLINICI AVANZATI

**ETM SPORT:** è il primo modulo di interpretazione ECG progettato per gli atleti in base ai più recenti Criteri di Seattle.

**16-LEAD ECG:** l'analisi ECG a riposo a 16 derivazioni (utilizzando un cavo paziente a 14 fili) sfrutta gli elettrodi sulla parte destra del torace e della schiena per fornire risultati dettagliati sul dolore toracico di adulti.

**SAECG:** l'analisi di potenziali tardivi ventricolari nell'ECG individua i pazienti post-infarto miocardico predisposti a tachiaritmie ventricolari e possibile morte cardiaca improvvisa.

**VECTOR ECG:** visualizzazione tridimensionale dell'attività elettrica cardiaca e diagnosi completa delle pareti frontali e posteriori.

Assistente di collegamento con modello anatomico (funzione di rotazione e ingrandimento) e forme d'onda con codice colore

Touchscreen da 18,5" per la completa revisione dell'ECC


Stampante termica A4 ad alta risoluzione

Ruote scorrevoli e carrello solido con contenitore per conservare accessori

Rilevamento dell'inversione delle derivazioni prima dell'acquisizione dell'ECC

Nuova interfaccia utente intuitiva

Tastiera altamente igienica con un rivestimento resistente e intercambiabile che protegge da polvere, sporcizia e liquidi



## ECG DA SFORZO

Programma di esercizi da sforzo avanzato con svariate opzioni nella definizione del protocollo per ergometri e treadmill. Il referto personalizzato può essere stampato grazie alla stampante termica ad alta risoluzione. I dati Full Disclosure consentono di valutare e rianalizzare ogni battito e aritmia per una maggiore sicurezza clinica.





**Americas**  
**SCHILLER Americas Inc.**  
 Doral, Florida 33172

**North America:**  
 Phone +1 786 845 06 20  
 Fax +1 786 845 06 02  
 sales@schilleramericas.com  
 www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
 Phone +1 305 591 11 21  
 Fax +1 786 845 06 02  
 sales@schilleramericas.com  
 www.schilleramericas.com



**Asia**  
**SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia**  
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
 Phone +603 6272 3033  
 Fax +603 6272 2030  
 sales@schiller.com.my  
 www.schiller-asia.com



**Austria**  
**SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.**  
 A-4040 Linz  
 Phone +43 732 70 99 0  
 Fax +43 732 757 000  
 sales@schiller.at  
 www.schiller.at



**China**  
**Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.**  
 100015 Beijing, China  
 Phone +86 010 52007020  
 Fax +86 010 52007020-8016  
 info@schillerchina.com  
 www.schillermedical.cn



**Croatia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 10000 Zagreb  
 Phone +385 1 309 66 59  
 Fax +385 1 309 66 60  
 info@schillerzg.hr  
 www.schiller.hr



**France**  
**SCHILLER Médical**  
 F-67160 Wissembourg  
 Phone +33 3 88 63 36 00  
 Fax +33 3 88 63 36 49  
 info@schiller.fr  
 www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
**SCHILLER France S.A.S.**  
 F-77608 Bussy St Georges  
 Phone +33 1 64 66 50 00  
 Fax +33 1 64 66 50 10  
 contact@schillerfrance.fr  
 www.schiller-france.com



**Germany**  
**SCHILLER Medizintechnik GmbH**  
 D-85622 Feldkirchen b. München  
 Phone +49 89 62 99 81 0  
 Fax +49 89 609 50 90  
 info@schillermed.de  
 www.schillermed.de



**India**  
**SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.**  
 Mumbai – 400 059, India  
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
 Fax +91 22 2920 9142  
 sales@schillerindia.com  
 www.schillerindia.com



**Poland**  
**SCHILLER Poland Sp. z o.o.**  
 PL-02-729 Warszawa  
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
 Fax +48 22 843 20 89  
 schiller@schiller.pl  
 www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
**AO SCHILLER.RU**  
 125040 Moscow, Russia  
 Phone +7 (495) 970 11 33  
 Fax +7 (495) 956 29 10  
 mail@schiller.ru  
 www.schiller.ru



**Serbia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 11010 Beograd  
 Phone +381 11 39 79 508  
 Fax +381 11 39 79 518  
 info@schiller.rs  
 www.schiller.rs



**Slovenia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 2310 Slovenska Bistrica  
 Phone +386 2 843 00 56  
 Fax +386 2 843 00 57  
 info@schiller.si  
 www.schiller.si



**Spain**  
**SCHILLER ESPAÑA, S.A.**  
 ES-28232 Las Rozas/Madrid  
 Phone +34 91 713 01 76  
 Fax +34 91 355 79 33  
 schiller@schiller.es  
 www.schiller.es



**Switzerland**  
**SCHILLER-Reomed AG**  
 CH-8912 Obfelden  
 Phone +41 44 744 30 00  
 Fax +41 44 740 37 10  
 sales@schiller-reomed.ch  
 www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
**SCHILLER TÜRKIYE**  
 Okmeydani-Sisli – Istanbul  
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
 Fax +90 212 210 8684  
 info@schiller.com.tr  
 www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
**SCHILLER UK**  
 Bellshill, ML4 3PR  
 Phone +44 1698 744 505  
 Fax +44 1698 744 474  
 sales@schilleruk.com  
 www.schilleruk.com

La disponibilità del dispositivo sul mercato è soggetta ad approvazione normativa.

